

Le Tachypodium en fleurs



Les éléments

Un bulbe de fenouil
Radis
Cure-dent en bois

La préparation

- Coupez les tiges du bulbe de façon étagée.
- Coupez les fanes du radis en laissant 2 à 3 millimètres de hauteur
- A l'aide d'un créneléur ou d'un burin en « V » effectuez des sillons comme sur la photos
- Mettre les radis dans l'eau froide pour favoriser l'ouverture des sillons
- Conservez le tout au réfrigérateur. Disposez les radis dans une boîte entre deux feuilles de « sopalin » humides.

Au dernier moment

Placez les radis sur le bulbe de fenouil à l'aide des cure-dents

